

## PARA USUARIOS ACTIVOS



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100% lavable en la lavadora a 60° C
- Ideal para usuarios con transferencias frecuentes
- Combinación de SmartCells y espuma ergonómica
- Hondonada pélvica y soporte trocánteres
- Barrera para dificultar la retroversión
- Alineamiento de las piernas gracias a su diseño
- Ligero, según talla, 700 gr de promedio
- Excelente estabilidad frontal y lateral
- Bolsillo frontal para pequeños objetos
- Funda Active incluida con bolsillo delantero
- Peso máximo usuario 200 kg
- Disponible en dos alturas: 6 o 9 cm



### ALTURA DEL COJIN

- 6 cm
- 9 cm

¡Olvídese de ajustes complicados!

### TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

#### ANCHO

pulgadas	cm	14	15	16	17¼	18	19	20
		35	38	40	43	45	48	50
PROFUNDIDAD	14	35	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	
	15	38	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	
	16	40	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €
	17¼	43	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €
	18	45	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €
	19	48		575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €
	20	50			575,00 €	575,00 €	575,00 €	575,00 €

- Disponible en stock
- Entrega 2-3 semanas

\* Consultar disponibilidad y precio de otras medidas, hasta 185 tallas posibles

### FUNDAS SUELTAS

- Funda Active 110,00 €

VERSIÓN 2020.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES