

ALTO RENDIMIENTO EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100% lavable en la lavadora a 60° C
- Protección de la piel de alto rendimiento
- Redistribución uniforme de la presión
- Ofrece soporte a la pelvis y a los muslos
- Posicionamiento estable
- Barrera pre-isquial para dificultar la retroversión
- Previene el deslizamiento minimizando fricción/cizalla
- Indicado para tratamiento de úlceras
- Peso promedio 0,8 kg ¡Muy ligero!
- Peso máximo usuario 250 kg



ALTURA DEL COJÍN

8 cm

Sin inflado, bombas ni herramientas
¡Olvídese de ajustes complicados!

TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

ANCHO

PROFUNDIDAD	pulgadas	16	17¼	18	19	20
	cm	40	43	45	48	50
16	40					
17¼	43		350,00 €			
18	45			350,00 €		
19	48				350,00 €	
20	50					350,00 €

Disponible en stock
 No disponible

FUNDAS

TOPFAIR 1 ud. Incluida

FUNDAS SUELTAS

TOPFAIR 50,00 €
 INCOTEC 60,00 €

VERSIÓN 2021.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES