

| | |
|---|--|
| <h1>Soporte de Amputado</h1> |  |
|  <ul style="list-style-type: none"> - Alineamiento óptimo - Cómodo y funcional - Multi-ajustable - Almohadilla perfilada - Instalación Quick & Easy | |
| Price | |

SOPORTE DE AMPUTADO PERFILADO

| | Ancho | Profundo | Izquierdo | Derecho | |
|-----------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Estándar | 178 mm | 200 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 351,00 € |
| | 200 mm | 280 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |