

V500 Active



Fauteuil roulant manuel léger avec assise réglable en profondeur, roues avant bandage noir et 24" alu léger gonflable à l'arrière. Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur.
Assise et dossier réglables en tension.
Poids maxi utilisateur : 130kg.
Poids du fauteuil : à partir de 11,9 kg.
Poids de transport : à partir de 7,5kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

* Prescription Médicale :

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier non inclinable.

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN : 9122012*

+ VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, VERMEIREN : 9322366*

+ VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, VERMEIREN : 9322366*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil V500 Active en exécution standard <input checked="" type="checkbox"/>	839,00 €	885,15 €	628,79 €	*

ASSISE

Largeur d'assise

39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Profondeur d'assise (réglable)

42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Hauteur de siège (réglable)














44 cm - uniquement avec roues arrières de 22"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
53 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-











Hauteur de dossier

30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

COULEURS (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)

C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	25,00 €	26,38 €	-	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	25,00 €	26,38 €	-	-
C85	Vert Brillant	<input type="checkbox"/>	25,00 €	26,38 €	-	-
C86	Gris Carbone	<input checked="" type="checkbox"/>	0	-	-	-
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	-
-	Autre coloris (à choisir dans notre gamme)	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
ACCOUDOIRS (la paire)							
B82S	Protège-vêtements	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B82S
Bi5	Accoudoirs Design amovible	<input type="checkbox"/>	76,03 €	80,21 €	-	-	 Bi5
Bi5A	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue incurvé	<input type="checkbox"/>	135,00 €	142,43 €	-	-	 Bi5A
Bi5SA	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue droit	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	-	-	 Bi5SA
B82	Garde-boue pour protège-vêtements B82S	<input type="checkbox"/>	70,09 €	73,94 €	-	-	 B82
REPOSE-PIEDS (la paire)							
B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B06
BA6	Repose-pieds amovible standard (version raccourcie de 7 cm)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	 BK6
BP6	Repose-pieds palette monobloc (version raccourcie)	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
B19	Sangle cale-pieds (la paire)	<input type="checkbox"/>	76,70 €	80,92 €	-	-	 B19
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	<input type="checkbox"/>	49,56 €	52,29 €	-	-	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
BZ7	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BZ7
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	 BP7
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
BZ7	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BK7 / BL7
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	 BP7
REPOSE-JAMBES MONOBLOC							
BZ9	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	315,40 €	332,75 €	-	-	 BZ9
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
ROUES						
ROUES AVANT						
Surface Large	3" PU noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 PU
	4" PU noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 Alu
	5" PU noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 Carbone
	3" Alu Argenté	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Transparente
	4" Alu Argenté	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 LED
	5" Alu Argenté	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Krypton 8"
	3" Alu Rouge	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Roues Standard
	4" Alu Rouge	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Design
	5" Alu Rouge	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Spirit
	3" Alu Bleu	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	 Off Road
	4" Alu Bleu	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	
	5" Alu Bleu	<input type="checkbox"/>	83,31 €	87,89 €	-	
	Surface Fine	4" Carbone	<input type="checkbox"/>	145,44 €	153,44 €	-
5" Carbone		<input type="checkbox"/>	145,44 €	153,44 €	-	
3" Transparente		<input type="checkbox"/>	35,00 €	36,93 €	-	
4" Transparente		<input type="checkbox"/>	35,00 €	36,93 €	-	
5" Transparente		<input type="checkbox"/>	35,00 €	36,93 €	-	
Krypton	4" LED	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	
	5" LED	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	
Krypton	8" 200x50 bandage	<input type="checkbox"/>	25,00 €	26,38 €	-	
ROUES ARRIERES						
22"	Roues Standard 22" x 1 3/8 - Bandages	<input type="checkbox"/>	○	-	-	
	Roues Design légères 22" rayon radiaux - pneus Schwalbe - Right Run Black	<input type="checkbox"/>	212,89 €	224,60 €	-	
24"	Roues Standard 24" x 1 3/8 - Bandages	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	
	Roues Design légères 24" rayon radiaux - pneus Schwalbe - Right Run Black	<input type="checkbox"/>	140,00 €	147,70 €	-	
	Roues Design légères 24" rayon radiaux - pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	174,54 €	184,14 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	-	
	Spirit 24" avec moyeu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	-	
	Roues Off Road - pneus Schwalbe Land Cruiser - paire de roues supplémentaires. <i>Montage d'usine sur fabrication spéciale uniquement</i>	<input type="checkbox"/>	547,41 €	577,52 €	-	
B33	Mains courantes en Gel 22" (2991358)					
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)					
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-

LPPR 4307824 =>74,82€

Forfait annuel pour les roues-Réparations communes aux Fauteuils Roullants



B33

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
GARNITURE D'ASSISE ET DE DOSSIER						
DOSSIER						
L46	Dossier réglable en tension + coussin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	34,90€ si prescription médicale	
ASSISE						
	Assise réglable en tension + coussin B23 4cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	34,90€ si prescription médicale	
REVÊTEMENT						
	Nylon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	3D Net	<input type="checkbox"/>	158,67 €	-	-	-

KITS HEMIPLÉGIQUES						
HEM2 24"	Kit hémiplégique double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389
HEM2 22"	Kit hémiplégique double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389

FREINS						
	Standard à pousser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Sport	<input type="checkbox"/>	76,01 €	80,19 €	-	-
	Roue avec frein à tambour obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8"	<input type="checkbox"/>	152,07 €	160,43 €	-	-



POIGNÉES À POUSSER						
No PH	Pas de poignées à pousser	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
PH01	Poignées à pousser fixes 12 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
PH02	Poignées à pousser fixes 8 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
PH03	Poignées à pousser pliables	<input type="checkbox"/>	178,50 €	188,32 €	-	-
PH05	Poignées à pousser réglables en hauteur, fixation sur les montants de dossier	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	-
PH06	Poignées à pousser réglables en hauteur et pliables, fixation sur les montants de dossier	<input type="checkbox"/>	304,11 €	320,84 €	-	-



ACCESSOIRES						
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-
B31	Porte Canne	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-
B23 2cm	Coussin d'assise 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €	-	-
B24	Coussin d'assise 6 cm	<input type="checkbox"/>	39,00 €	41,15 €	-	-
B42	Filet de rangement	<input type="checkbox"/>	23,50 €	24,79 €	-	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B42F	Sac de rangement sur le dossier	<input type="checkbox"/>	60,50 €	63,83 €	-	-	 B58
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	67,50 €	71,21 €	-	-	
B57	Sangle Appui Mollets	<input type="checkbox"/>	17,20 €	18,15 €	-	-	
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide <i>(ref 1990516)</i>	<input type="checkbox"/>	80,83 €	85,28 €	-	-	
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur (la paire)	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-	 B78
B79	Porte documents	<input type="checkbox"/>	32,90 €	34,71 €	-	-	
B85	Protection rayons transparent	<input type="checkbox"/>	96,53 €	101,84 €	-	-	
	Protection rayons "fleurs" rose/vert	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	-	-	
	Protection rayons "fleurs" bleu / orange	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	-	-	
	Protection rayons "extreme"	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	-	-	
	Protection rayons "jungle"	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	-	-	
	Protection rayons "dino"	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	-	-	
B90	Tendeur de dossier	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
B91	Latte Antivol	<input type="checkbox"/>	53,09 €	56,01 €	-	-	
COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V16	Protège talon gel 120x140 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 V16
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	 V20
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	 V24
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm <i>(2 pièces)</i>	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	 V26
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	 V28
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	 V30
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	 V32
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	 V34
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm <i>(l'unité)</i>	<input type="checkbox"/>	37,40 €	39,46 €	-	-	 V36
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	 SET V40
TOTAL :							

Commentaire :