

POSICIONAMIENTO, CÓMODO, LIGERO Y FÁCIL

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Diseño con dos secciones para evitar el deslizamiento
- Doble válvula de auto-ajuste
- Base rígida integrada con corte para la zona isquiática/coxis
- Fácil de limpiar y desinfectar
- Extremadamente ligero sólo 600 gr
- Peso máximo usuario 150 kg
- Altura 6 cm



TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

		ANCHO			
PROFUNDIDAD	pulgadas	16	17¼	18	20
	cm	40	43	45	50
16	40	255,00 €		255,00 €	
17¼	43		255,00 €		
18	45	255,00 €		255,00 €	255,00 €
20	50			255,00 €	255,00 €

- Disponible en stock
- Entrega 2-3 semanas
- No disponible

OPCIÓN FUNDAS

- Funda AIR EXCHANGE incluída
- Funda INCOTEC 20,00 €

FUNDAS SUELTAS

- Funda AIR EXCHANGE 40,00 €
- Funda INCOTEC 60,00 €

VERSIÓN 2020.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES