

MANCHETTE STABILO



Manchette hémiplégique à dépression permettant de former et reformer la manchette à l'infini et ainsi lui donner la forme souhaitée.

Idéale pour les patients ayant une déformation des articulations, cette manchette permet de faire évoluer la posture de la main et de l'avant-bras.

Taille souhaitée :

Modèle de fauteuil :

cm	Largeur	Longueur	E*
M	25	30	4
L	25	45	7

* E = Epaisseur

211,46 € HT

soit **223,09 € TTC**

code LPPR 9322314 = 119,39€ TTC

