



D200-V

Pratica e confortevole, **carrozzina leggera**. Peso della carrozzina: a partire da 15,9 kg a seconda della configurazione, peso massimo utilizzatore: 130 kg. Rivestimento nylon nero, schienale tensionabile. Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 piene krypton soft estraibili, ruote anteriori 200 x 50 piene krypton soft. Pedane estraibili e ribaltabili B06. Braccioli desk B03 ribaltabili ed estraibili.

Riferimento Codice ISO: 12.22.03.006 (ex 12.21.06.039/ 12.24.03.121/12.24.21.106/12.24.06.172/12.24.21.109/12.24.21.112)
Numero repertorio: 2177829/R

Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle		Prezzo al pubblico	IVA	
Carrozzina in esecuzione standard senza opzioni		<input checked="" type="checkbox"/>	€ 791,78	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo		
SEDUTA				
Larghezza sedile				
	38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
	48 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
	50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
	52 cm	<input type="checkbox"/>	€ 83,82	(ex 12.24.06.175)
Profondità seduta				
	43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altezza del sedile da terra				
	da cm.47-50-53	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altezza dello schienale				
	42 cm	<input checked="" type="checkbox"/>		
COLORI				
C80	Telaio blu, rivestimento nylon nero	<input checked="" type="checkbox"/>		
BRACCIOLI (al paio) in aggiunta alla base				
B03	Bracciolo a scrivania	<input checked="" type="checkbox"/>		(ex 12.24.06.172)
B05	Bracciolo regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	(ex 12.24.06.160)
PEDANE (al paio) in aggiunta alla base				
B06	Pedane standard	<input checked="" type="checkbox"/>		
B08D	Pedane elevabili standard	<input type="checkbox"/>	€ 89,00	12.22.91.718 (ex 12.24.03.109)
BZ8	Pedane elevabili articolate	<input type="checkbox"/>	€ 98,00	12.22.91.718 (ex 12.24.03.109)
AGGIUNTIVI ALLA CARROZZINA ASSETTO BASE				
B12	Tavolo in legno	<input type="checkbox"/>	€ 98,00	12.22.91.715 (ex 12.24.15.112)
B14	Prolunga schienale (di serie per mod. 30°)	<input type="checkbox"/>	€ 58,00	12.22.91.709 (ex 12.24.06.157)
B15A	Tavolo in plastica doppio attacco	<input type="checkbox"/>	€ 118,00	12.22.91.715 (ex 12.24.15.112)
T30	Modello da transitò	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	(ex 12.21.06.045)
30°	Modello con schienale reclinabile	<input type="checkbox"/>	€ 139,00	(ex 12.21.06.163)