

V500 LIGHT

Más ligera que la V500, la V500 Light es nuestra silla de ruedas estándar más ligera.

Ya sea para uso temporal o permanente, mejora el día a día del usuario y facilita el transporte y los traslados.

Como parte de la serie V, el V500 Light ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para crear y modificar tu V500 Light.



Modelo		PVP (sin IVA)	Imagen
4011229	V500 Light	<input type="checkbox"/> 550,00 €	

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard

C86	Color chasis: Gris Carbón	S	
PH04	Empuñaduras regulables en altura	S	
Bi5	Reposabrazos extraíbles y regulables en altura	S	
L46	Respaldo ajustable en tensión Tapicería en Nylon	S	
B24DLVI	Cojín visco 5 cm	S	
B06IN	Reposapiés abatibles y extraíbles	S	
B18	Soporte de talón	S	
B40	Prolongador de freno	S	
B77	Pisapié	S	
AB6	Macizas negras - Delante. 200x50 - Traseras 24"	S	
B80	Quick-release	S	

ANCHO DE ASIENTO

	39 cm	<input type="checkbox"/>	
	42 cm	<input type="checkbox"/>	
	44 cm	<input type="checkbox"/>	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	
	48 cm	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	<input type="checkbox"/>	

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

	42 cm	<input type="checkbox"/>	
	44 cm	S	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	
	48 cm	<input type="checkbox"/>	

ALTURA DE ASIENTO

	47 cm	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	S	
	53 cm	<input type="checkbox"/>	

REPOSABRAZOS HEMIPLEGIA

B66	Reposabrazos hemiplégia	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	118,00 €	
B66O	Reposabrazos hemiplégia orientable	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	148,00 €	
B66M	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	171,00 €	
B66OM	Reposabrazos hemiplégia orientable con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	239,00 €	
B66ML	Reposabrazos hemiplégia largo con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	216,00 €	
B66OML	Reposabrazos hemiplégia largo orientable con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	417,00 €	
B66MA	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	183,00 €	
B66OMA	Reposabrazos hemiplégia orientable con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	348,00 €	
B66MAL	Reposabrazos hemiplégia largo con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	225,00 €	
B66OMAL	Reposabrazos hemiplégia largo orientable con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	429,00 €	

REPOSAPIÉS

BK6	Reposapiés monoblock		<input type="checkbox"/>	111,00 €	
BZ8IN	Reposapiés ajustable y elevable	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	145,00 €	
BK7	Soporte amputado izquierdo		<input type="checkbox"/>	134,00 €	
BL7	Soporte amputado derecho		<input type="checkbox"/>	134,00 €	
BP7	Reposapierna escayolada	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	134,00 €	

RESPALDO

L14	Respaldo fijo anatómico	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	225,00 €	
		Piel artificial (Polipiel)	<input type="checkbox"/>	250,00 €	
L34	Respaldo anatómico modular	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	710,00 €	

ASIENTO

L15	Asiento fijo anatómico	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	225,00 €	
		Piel artificial (Polipiel)	<input type="checkbox"/>	250,00 €	
L35	Asiento anatómico modular	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	630,00 €	

REPOSACABEZAS

B14	Prolongador de respaldo	<input type="checkbox"/>	80,00 €	
B47	Reposacabezas para respaldo regulable en tensión	<input type="checkbox"/>	170,00 €	
L55	Reposacabezas para respaldo anatómico	<input type="checkbox"/>	450,00 €	

MESAS

B12A	Mesa de madera ajustable	<input type="checkbox"/>	140,00 €	
B15A	Mesa de plástico ajustable	<input type="checkbox"/>	160,00 €	

OPCIONES

B19	Correa para sujetar el pie	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	21,00 €	
B20	Cinturón		<input type="checkbox"/>	30,00 €	
B21	Soporte para pantorillas		<input type="checkbox"/>	54,00 €	
B22	Taco abductor		<input type="checkbox"/>	75,00 €	
B31	Portamuletas		<input type="checkbox"/>	34,00 €	
B33	Cobertura de gel para aro		<input type="checkbox"/>	63,00 €	
B52	Portasueros		<input type="checkbox"/>	93,00 €	
B58	Cinturón con hebilla rápida		<input type="checkbox"/>	60,00 €	
B74	Freno de tambor		<input type="checkbox"/>	200,00 €	
B78	Ruedas antivuelco	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	57,00 €	
B83	Portabombona	O Ø115 O Ø130 O Ø145 O Ø155	<input type="checkbox"/>	103,00 €	
B90	Barra de empuje		<input type="checkbox"/>	50,00 €	
B91	Barra antirobo		<input type="checkbox"/>	45,00 €	
L04TS	Controles de tronco pequeños	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	78,00 €	
L04TL	Controles de tronco grandes	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	78,00 €	
	Soluciones de sujeción posturales - Ver catálogo NeoFlex				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Physipro				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Vicair				
	Apósitos de gel - Ver catálogo de Gel cushions				

**La disponibilidad puede variar en función del estoc.
Consulte a su asesor comercial para obtener la información más actualizada.*