



# SIGMA

Carrozzina elettronica compatta per esterni a trazione centrale.  
 Sedile imbottito, schienale imbottito, in alternativa tensionabile,  
 Braccioli regolabili in altezza, larghezza e profondità.  
 Pendenza superabile 6°.  
 Autonomia 35 km. circa. Peso massimo utilizzatore 150 kg.  
 Batterie ad acido assorbito 2 x 12v 80 ah.  
 Dotata di impianto di illuminazione a LED.



Riferimento codice ISO: 12.36.06.018/12.23.91.009/12.23.91.018

Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle	Prezzo al pubblico	IVA
		4%

S = standard    O = Opzione senza supplemento di prezzo    □ = opzione a pagamento

## CONFIGURAZIONE

Motori		
6 km/h	<input type="checkbox"/> S	4.780,00 €
10 km/h	<input type="checkbox"/> S	5.320,00 €

Larghezza seduta		
400 mm	<input type="checkbox"/> O	
450 mm	<input type="checkbox"/> O	
500 mm	<input type="checkbox"/> O	

Profondità seduta		
420 mm	<input type="checkbox"/> O	
440 mm	<input type="checkbox"/> O	
460 mm	<input type="checkbox"/> O	
480 mm	<input type="checkbox"/> O	
500 mm	<input type="checkbox"/> O	
520 mm	<input type="checkbox"/> O	

Altezza del sedile da terra (misurata dalla base della seduta senza cuscino)		
435 mm	<input type="checkbox"/> O	
450 mm	<input type="checkbox"/> O	
465 mm	<input type="checkbox"/> O	
480 mm	<input type="checkbox"/> O	
495 mm	<input type="checkbox"/> O	

Altezza del sedile da terra (misurata dalla base della seduta senza cuscino) <b>PER VERSIONE CON SE42</b>		
478 mm.	<input type="checkbox"/> O	


Altezza del sedile da terra (misurata dalla base della seduta senza cuscino) <b>PER VERSIONE CON SE43</b>		
453 mm	<input type="checkbox"/> O	
468 mm	<input type="checkbox"/> O	
483 mm	<input type="checkbox"/> O	
498 mm	<input type="checkbox"/> O	
513 mm	<input type="checkbox"/> O	

## JOYSTICK E BRACCIOLI

Joystick		
R	Joystick posizionato a destra	<input type="checkbox"/> O
L	Joystick posizionato a sinistra	<input type="checkbox"/> O

Dispositivo swing-away per joystick		
SE53	Dispositivo swing-away regolabile in altezza e rotante interno ed esterno	<input type="checkbox"/> S
SE53Z	Dispositivo swing-away regolabile in altezza, inclinazione e rotante interno ed esterno, con spostamento verso il basso	<input type="checkbox"/> □ € 160,00
SE53A	Dispositivo swing-away con tre posizioni di blocco	<input type="checkbox"/> □ € 160,00

Opzioni joystick		
	Joystick (controlla guida, luci e 4 attuatori)	<input type="checkbox"/> S
LCD	Joystick a cristalli liquidi (controlla guida, luci e sino 5 attuatori)	<input type="checkbox"/> □ € 600,00
XD	Power module (120 ah)	<input type="checkbox"/> □ € 420,00
SE64 - fixed	Comando a pressione per gestione attuatori fissato al bracciolo	<input type="checkbox"/> □ € 435,00
SE64 - swivel	Comando a pressione per gestione attuatori swing away	<input type="checkbox"/> □ € 450,00
SE02	Posizionamento joystick su tavolo	<input type="checkbox"/> □ € 990,00
SE04	Comando a mento	<input type="checkbox"/> □ € 1.200,00
SE08	Comando solo per accompagnatore	<input type="checkbox"/> □ € 80,00
SE09	Doppio comando utente/accompagnatore	<input type="checkbox"/> □ € 800,00
SE55	Joystick rinforzato	<input type="checkbox"/> □ € 3.240,00
SE82	Comando a pulsanti (Octopus 2)	<input type="checkbox"/> □ € 1.450,00
SE83	Mini joystick	<input type="checkbox"/> □ € 4.000,00

<b>Imbottitura braccioli</b>				
	Imbottitura braccioli in poliuretano	<b>S</b>		
	Imbottitura braccioli soft comfort	<input type="checkbox"/>	€ 21,00	
	Imbottitura braccioli in pelle artificiale	<input type="checkbox"/>	€ 40,00	
B660	Bracciolo emiplegico in poliuretano <b>NON IN COMBINAZIONE CON SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 38,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 38,00	
B66M	Bracciolo emiplegico con il supporto per il palmo <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	
B66ML	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - lungo <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
B66MA	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - anatomico <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
B66MAL	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - lungo, anatomico <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
B66OM	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 315,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 315,00	
B66OML	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile, lungo <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 390,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 390,00	
B66OMA	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile, anatomico <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 325,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 325,00	
B66OMAL	Bracciolo emiplegico con supporto per il palmo - orientabile, anatomico, lungo <b>NON IN COMBINAZIONE CON B15 , SE74A O SE16</b>			
	Destro	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	
	Sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	
<b>PEDANE</b>				
<b>Estraibili standard</b>				
B06	Pedane standard estraibili	<b>S</b>		
BA6	Pedane standard estraibili versione corta di 7 cm.	<b>O</b>		
<b>Elevabili manualmente</b>				
Pedana centrale				
BZ10	Pedana centrale con piatto pedana unico con fermapiedi e appoggiambraccioli imbottiti	<input type="checkbox"/>	€ 330,00	
BZ10M	Pedana centrale con piatto pedana unico e appoggiambraccioli imbottiti	<input type="checkbox"/>	€ 540,00	
Al paio				
BZ7 ART	Pedane elevabili autocorreggenti in lunghezza	<input type="checkbox"/>	€ 190,00	
BZ8 ART	Pedane elevabili autocorreggenti in lunghezza versione corta di 7 cm.	<input type="checkbox"/>	€ 190,00	
Pedane per amputati				
BL7	destra	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
BK7	sinistra	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
<b>Elevabili elettricamente</b>				
BZ10E	Pedana elettrica con piatto unico (1 attuatore)	<input type="checkbox"/>	€ 1.200,00	
BZ7E ART	Pedane elettriche elevabili autocorreggenti in lunghezza (2 attuatori)	<input type="checkbox"/>	€ 1.100,00	
BZ8E ART	Pedane elettriche elevabili autocorreggenti in lunghezza versione corta di 7 cm.	<input type="checkbox"/>	€ 1.100,00	

COLORI		opaco	lucido	
C4	Rosso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C5	Nero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C8	Giallo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C29	Argento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C53	Arancione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C55	Grigio inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C56	Blu metallico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C59	Champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C71	Blu brillante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C72	Rosso brillante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C73	Verde lime brillante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C76	Bianco	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C78	Azzurro brillante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C79	Blu chiaro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C85	Verde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C87	Arancione melone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C88	Oro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C89	Marrone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	colori a scelta con aumento di prezzo (€ 300,00)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TIPOLOGIA ED IMBOTTITURA SCHIENALE				
L34 Soft	Schienale anatomico soft (grigio)	<input type="radio"/>		
L34 Net/Cordura	Schienale anatomico 3D Net (nero)	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
L34 Skai	Schienale anatomico in pelle artificiale (nero)	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
L34 Tub Soft	Schienale anatomico soft (grigio)	<input type="radio"/>		
L34 Tub Cordura	Schienale anatomico 3D Net (nero)	<b>S</b>		
L34 Tub Skai	Schienale anatomico in pelle artificiale (nero)	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
L44	Schienale tensionabile in nylon nero con straps in velcro	<input type="radio"/>		
TIPOLOGIA ED IMBOTTITURA SEDILE				
L35 Soft	Sedile anatomico soft (fissato al telaio)	<input type="radio"/>		
L35 Net/Cordura	Sedile anatomico 3D Net/Nylon Plus (fissato al telaio)	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
L35 Skai	Sedile anatomico in pelle artificiale (fissato al telaio)	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
L16	Base in legno con velcro fissata al telaio	<input type="radio"/>		
L16+B23 Soft	Sedile separato anatomico soft fissato con velcro	<input type="radio"/>		
L16+B23 Net/Cordura	Sedile separato anatomico 3D Net/Nylon Plus fissato con velcro	<b>S</b>		
L16+B23 Skai	Sedile separato anatomico in pelle artificiale fissato con velcro	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
REGOLAZIONE SEDILE E SCHIENALE				
SE30	Regolazione basculamento sedile manuale	<input type="radio"/>		
SE34	Regolazione reclinazione schienale manuale	<input type="radio"/>		
SE36	Regolazione reclinazione schienale manuale con pistone a gas	<b>S</b>		
SE39	Regolazione elettrica sedile (20°) e schienale (30°) (2 attuatori) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 435 a 495 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 790,00	
SE40	Regolazione elettrica basculamento sedile (20° - 1 attuatore) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 435 a 495 mm)	<b>S</b>	€ 400,00	
SE41	Regolazione elettrica reclinazione schienale (30° - 1 attuatore) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 435 a 495 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	
SE42+SE40	LIFT di 300 mm elettrico del sedile inclusa la regolazione elettrica del basculamento (45°) (2 attuatori) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 478 a 538 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 2.700,00	
SE42+SE39	LIFT di 300 mm elettrico del sedile inclusa la regolazione elettrica del basculamento (50°) e la reclinazione elettrica dello schienale (30°) (3 attuatori)	<input type="checkbox"/>	€ 3.126,00	
SE43	Regolazione elettrica basculamento sedile (50°) (1 attuatore) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 453 a 513 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 1.200,00	
SE43+SE41	Regolazione elettrica basculamento sedile (50°) e reclinazione elettrica schienale (30°) (2 attuatori) (altezza sedile senza cuscino: regolabile da 453 a 513 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 1.600,00	
RUOTE E PNEUMATICI				
Ruote anteriori (200x50)				
	Pneumatici antiforatura slick neri, cerchio nero, non tassellati	<input type="radio"/>		
Ruote centrali (3.00 x 8)				
	Pneumatici gonfiabili neri, cerchio nero, tassellati	<input type="radio"/>		
	Pneumatici gonfiabili slick neri, cerchio nero, non tassellati	<input type="radio"/>		
	Pneumatici gonfiabili grigi, cerchio nero, tassellati	<input type="radio"/>		
	Pneumatici antiforatura neri, cerchio nero, tassellati	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
ACCESSORI				
SE16	Supporti laterali per anche (in plexi)	<b>non con B66</b>	<input type="checkbox"/>	€ 75,00
B22	Cuneo divaricatore		<input type="checkbox"/>	€ 54,00
L04	Pelotta di spinta destra		<input type="checkbox"/>	€ 72,00
	Pelotta di spinta sinistra		<input type="checkbox"/>	€ 72,00
L04S	Pelotta di spinta small destra		<input type="checkbox"/>	€ 72,00
	Pelotta di spinta small sinistra		<input type="checkbox"/>	€ 72,00
L55	Appoggiatesta regolabile in altezza		<input type="checkbox"/>	€ 160,00
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza, profondità, di lato e in rotazione		<input type="checkbox"/>	€ 180,00
L58C	Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità di lato e in rotazione		<input type="checkbox"/>	€ 200,00
B15	Tavolo in plexi		<input type="checkbox"/>	€ 135,00
B31	Portastampelle	<b>non con SE42 e SE43</b>	<input type="checkbox"/>	€ 78,00
B52	Asta porta flebo		<input type="checkbox"/>	€ 60,00
B58	Cintura di sicurezza		<b>S</b>	
SE01	Parafanghi ruote posteriori		<b>S</b>	
SE06	Porta USB	<b>non con joystick standard</b>	<input type="checkbox"/>	€ 300,00
SE19	Luci a LED		<b>S</b>	
SE58	Agganci di sicurezza per mezzi di trasporto		<b>S</b>	
SE24	Portabicchieri		<input type="checkbox"/>	€ 50,00
SE26	Barra di spinta		<input type="checkbox"/>	€ 50,00
SE27	Bauletto	<b>non con L34 tub, SE42, SE43</b>	<input type="checkbox"/>	€ 150,00
SE37	Supporti laterali per femore		<input type="checkbox"/>	€ 150,00
SE74	Specchietto retrovisore (1 pezzo)	<b>non con B66, B660 e B15</b>	<input type="checkbox"/>	€ 30,00
SE74A	Specchietto retrovisore swing away (1 pezzo)	<b>non con B66, B660 e B15</b>	<input type="checkbox"/>	€ 75,00