


| | |
|------------------------------|--|
| <h1>Abductor y Adductor</h1> | |
| | |
| PVP (sin IVA) | |

TACO ABDUCTOR



| | Ancho | Profundo | Alto | CODE | <input type="checkbox"/> | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-------|--------------------------|-----------------|
| Estándar | 2½"/64mm | 3"/76mm | 3"/76mm | S2755 | <input type="checkbox"/> | 165,00 € |
| | 3½"/89mm | 4"/102mm | 3½"/89mm | S2760 | <input type="checkbox"/> | 165,00 € |
| | 4½"/114mm | 5"/127mm | 4½"/114mm | S2765 | <input type="checkbox"/> | 165,00 € |

MECANISMO



Fig



Fig 2


| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Mecanismo por botón (fig1) | <input type="checkbox"/> | 274,00 € |
| Latch Mechanism (fig2) | <input type="checkbox"/> | 269,00 € |

ADDUCTOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Almohadilla | Espuma suave de memoria por "dispersión" | Incluido al pedir el mecanismo | S | n/a |
| Funda | Neopreno | | S | n/a |
| Mecanismo de adducción | Para tubo de 25 mm de diametro | | <input type="checkbox"/> | 269,00 € |
| Almohadilla extra | Ancho:76mm Alto:102mm Prof:19mm | Funda incluida | <input type="checkbox"/> | 50,00 € |
| | Ancho:102mm Alto:127mm Prof:19mm | Funda incluida | <input type="checkbox"/> | 50,00 € |



Adductor Mechanism



Pad