



FOREST 3 SU

Ajustables aux besoins personnels, Design attractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité
Avec option verticalisateur (SU) incluse
Poids du fauteuil : 160 kg, Poids maxi utilisateur : 130 kg.
Poids du fauteuil : 165 Kg, poids maxi utilisateur : 130 Kg.



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, VERMEIREN
Vermeiren FOREST SU code LPP : 9122265*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
Fauteuil roulant électronique verticalisateur sur base de châssis FOREST 3 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes BZ10 électriques (équipé commande LiNX) moteur 6km/h 2 x 220W, AVECKIT ECLAIRAGE	<input type="checkbox"/> 8 501,91 €	<input type="checkbox"/> 8 969,52 €	<input type="checkbox"/> 5 187,48 €	<input type="checkbox"/> 9122265

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise						
40 cm (inclinaison du dossier limitée à 30°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Profondeur d'assise réglable						
Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Pré-réglage à : 44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Pré-réglage à : 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Hauteur d'assise						
52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

CHOIX DE LA COMMANDE

LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudeur	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-

AUTRES COMMANDES POSSIBLES

LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX LCD)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudeur opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,08 €	1 812,57 €	-	-

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)

1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
ADAPTATIONS JOYSTICK						
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-



*saisir
1913750+1913749 en plus de ces références.

**saisir
1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS						
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-
B660	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements					
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-




Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 3.

COLORIS						
		mat	brillant			
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-



Couleurs additionnelles : contactez votre commercial

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER								
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Cordura Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-		
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-		
ROUES AVANT								
200 mm	Aluminium - Lisse 200x50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-		
ROUES ARRIERES								
	Pneumatiques crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Pneumatiques lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
OPTIONS ET ACCESSOIRES								
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-		
SE19	Kit éclairage LED	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-		
SE26	Barre de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE37	Cale-cuisses (la paire) inclinaison dossier limitée à 45° en taille 40	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-		
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-		
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-		
1910727	Verrouillage de direction des roues avant	<input type="checkbox"/>	98,19 €	103,59 €	-	-		
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L58	Appui-tête à former réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-		
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
RAMPES TÉLESCOPIQUES							 692
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	
TOTAL :							