

FOREST 3 Initial



Ajustables aux besoins personnels, Design attractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité

Poids du fauteuil: 126 Kg, poids maxi utilisateur: 130 Kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN

non-inclinable code LPP : 9122124

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER INCLINABLE, VERMEIREN

inclinable code LPP : 9122093

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil roulant Forest 3 Initial - 6 km/h - commande LiNX REM 2xx + SE30+SE34 - non-inclinable	<input type="checkbox"/> 2 561,91 €	2 702,81 €	2 702,81 €	9122124
Fauteuil roulant Forest 3 Initial - 6 km/h - commande LiNX REM 2xx + SE30+SE36 Dossier inclinable à 30° par verrin	<input type="checkbox"/> 2 636,75 €	2 781,77 €	2 781,77 €	9122093
Option - Pack Confort : • inclinaison de dossier électrique (SE41) • commande Linx REM 200 • dossier L34 non tubulaire • assise L16F + L35 (assise séparée du coussin) • revêtement PU Soft Touch gris sur l'assise et le dossier	<input type="checkbox"/> 472,23 €	498,20 €	-	-

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise						
	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Profondeur d'assise réglable						
	Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Hauteur d'assise						
	41,5 cm (roues avant 230mm recommandées)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	46,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

	Manchettes PU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements					
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>		113,17 €	119,39 €	-
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>		113,17 €	119,39 €	-
Manchette gouttière hémiplogique modulable voir page 4.						

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
REPOSE-PIEDS								
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis (paire)	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
REPOSE-JAMBE DROIT								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
REPOSE-JAMBE GAUCHE								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
ASSISE								
L16F+B23	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
DOSSIER								
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables (<i>en Nylon obligatoirement</i>)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER								
	Nylon noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
COLORIS								
		mat	brillant					
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C73	Vert Metallique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial								

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
CHOIX DE LA COMMANDE									
LiNX	Commande LiNX REM 2xx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	-		
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	-		
AUTRES COMMANDES POSSIBLES									
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410			
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300			
ADAPTATIONS JOYSTICK									
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-			
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-			
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-			
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-			
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-			
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-			
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-			
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-			
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-			
									*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.
									**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces
ROUES AVANT									
230mm (Recommandé avec la hauteur d'assise de 41 cm)									
	Pneumatiques lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	-		
260mm									
	Pneumatiques crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
	Pneumatiques lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	-		
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	-		
ROUES ARRIERES									
	Pneumatiques crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
	Pneumatiques lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	-		
OPTIONS ET ACCESSOIRES									
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-		
SE16	Protèges vêtements en plexi (la paire)	<input type="checkbox"/>	196,35 €	207,15 €	-	-	-		
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	-		
SE28	Porte-bagages (incompatible avec Top Case SE27)	<input type="checkbox"/>	247,26 €	260,86 €	-	-	-		
SE37	Cale-cuisses (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-	-		
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	-		
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-	-		
				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		

B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-	
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	78,02 €	82,31 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	
1910727	Verrouillage de direction	<input type="checkbox"/>	98,19 €	103,59 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

RAMPES TÉLESCOPIQUES							
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,56 €	98,71 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,55 €	153,56 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	34,43 €	36,32 €	-	-	

TOTAL :						
----------------	--	--	--	--	--	--

Commentaire :