



<h1>Proval</h1>	
<p>100% personalizada, respaldo, salvaropas, centro de gravedad y reposapiés soldado, base de asiento ajustable en tensión, respaldo ajustable en tensión con tapizado transpirable frenos de tijera, ruedas traseras de diseño de 24 pulgadas</p>	
<p><b>Hoja de configuración</b>                      <b>TNS Proval</b>                      <b>5.250€ PVP (sin IVA)</b></p>	


Distribuidor:	Prescriptor:	Cliente:
Dirección:		
Teléfono:		
Número de chasis:	Fecha de pedido:	Fecha de toma de medidas:



- |                                                                                                                      |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Proval Personalizada ADL (chasis cerrado)                                                   | +PRO2100 | € 5250.00 |
| <input type="checkbox"/> Chasis alta resistencia 100-125 kg                                                          | +PRO2125 | € 741.00  |
| <input type="checkbox"/> A; Ancho de asiento (Con salvaropas extraíble la anchura de asiento efectiva aumenta +1 cm) | +PRO2200 | € 0.00    |
| <input type="checkbox"/> Base de asiento cónica                                                                      | +PRO2210 | € 0.00    |




- |                                                              |          |        |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> Base de asiento parcialmente cónica | +PRO2220 | € 0.00 |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|




B; Reposapiés cónico standard (Chasis U). Espacio entre tubos 9cm menor del ancho del asiento +PRO2131 € 0.00

Reposapiés personalizado (mínimo 20cm de espacio entre tubos) +PRO2130 € 287.00



recto




Chasis U




Chasis V

C; Profundidad de asiento +PRO2300 € 0.00

Asiento ergonómico +PRO2350 € 287.00



Extensión del chasis desde primera cincha de tensión +PRO2190 € 374.00



D; Longitud del chasis, desde frontal de respaldo a frontal de reposapiés +PRO2195 € 0.00

E; Altura de respaldo +PRO2400 € 0.00


Respaldo plegable/ajustable en ángulo +PRO2410 € 0.00

Respaldo soldado +PRO2420 € 0.00

Ángulo de respaldo a 90° con el suelo +PRO2700 € 0.00

Respaldo <90° (inclinación frontal) +PRO2710 € 0.00




Respaldo >90° (inclinación trasera) +PRO2720 € 0.00




Tubos de respaldo regulables con fijación doble, laterales de nylon y tejido intermedio transpirable +PRO2442 € 1355.00

<input type="checkbox"/> Tubos de respaldo con diseño lumbar personalizado	+PRO2440	€ 158.00
<input type="checkbox"/> Estabilizador de respaldo de profundidad personalizada (std 6 cm)	+PRO2435	€ 199.00
<input type="checkbox"/> Respaldo con bloqueo	+PRO2430	€ 274.00
<input type="checkbox"/> Respaldo con bloqueo y tirador	+PRO2431	€ 717.00
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo ajustable en tensión (std.):	+PRO2460	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Tapizado central de respaldo en tejido transpirable (negro)	+PRO2464	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Tejido proporcionado por usuario		
<input type="checkbox"/> Tapizado central de respaldo en nylon	+PRO2465	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Amarillo <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Negro		
<input type="checkbox"/> Tapizado lateral de respaldo en nylon	+PRO2469	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Amarillo <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Negro		
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo ajustable en tension y funda de cojín en cuero	+PRO2451	€ 832.00
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo ajustable en tension en cuero	+PRO2452	€ 458.00
<input type="checkbox"/> Tejido lateral de respaldo en cuero	+PRO2450	€ 155.00
<input type="checkbox"/> Profundidad de asiento regulable (fijación de respaldo por abrazaderas)	+PRO2445	€ 250.00
<input type="checkbox"/> F; Altura delantera del chasis	+PRO2500	€ 0.00
<input type="checkbox"/> G; Altura trasera del chasis	+PRO2510	€ 0.00
<input type="checkbox"/> H; Centro de gravedad (C.D.G.)	+PRO2800	€ 0.00
<input type="checkbox"/> C.D.G. Regulable Desde ... cm a ... cm	+PRO2810	€ 628.00
<input type="checkbox"/> C.D.G. Segundo eje trasero ....cm (desde eje delantero. Eje handbike)	+PRO2880	€ 866.00
<input type="checkbox"/> Camber ... grados (0 - 20 grados)	+PRO2900	€ 0.00
<input type="checkbox"/> I; Reposapiés, ajustable en altura y ángulo (Plataforma aluminio 22x12cm)	+PRO3359	€ 0.00
<input type="checkbox"/> I; Reposapiés, soldado (tubo)	+PRO3360	€ 245.00



TNS Proval/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/> Caster tipo Activator (barras grandes)	+PRO2150	€	0.00
<input type="checkbox"/> Caster tipo Proval (barras pequeñas)	+PRO2149	€	0.00
<input type="checkbox"/> Espacio bajo el reposapiés (delantera y trasera)	+PRO2150	€	0.00
			
<input type="checkbox"/> Anchura total máxima*	+PRO2600	€	0.00
*como guía (depende de anchura de asiento, camber y distancia rueda-chasis)			
			
<input type="checkbox"/> Distancia rueda-chasis standard 2,5cm o ..... cm	+PRO2610	€	0.00
			
<input type="checkbox"/> Longitud caster. Frontal de caster a frontal de plataforma reposapiés .....	+PRO2155	€	0.00
			
<input type="checkbox"/> Posición de caster trasera	+PRO2145	€	0.00
			
<input type="checkbox"/> Posición de caster delantera	+PRO2148	€	0.00
			
<input type="checkbox"/> Anchura de caster std o ....cm	+PRO2158	€	0.00




**Opciones**

- Base de asiento de aluminio soldado al chasis +PRO2230 € 263.00
- Frenos de tijera (no disponible en todos los modelos) +PRO3032 € 0.00
- Frenos de tijera en silla deportiva (no disponible en todos los modelos) +PRO3034 € 90.00
- Frenos de tijera, compactos +PRO3031 € 259.00
- Frenos empuje/tiro +PRO3040 € 0.00
- Frenos empuje/tiro en silla deportiva +PRO3041 € 162.00
- Frenos empuje/tiro a una mano derecha/izquierda +PRO3043 € 434.00
- Frenos empuje/tiro, compactos +PRO3045 € 259.00





**! Salvaropas extraíbles añaden +1cm a la anchura efectiva del asiento !**

- Salvaropas extraíbles de aluminio, con fender +PRO3140 € 414.00
- Altura standard (21cm) +PRO3146 € 0.00
- Salvaropas extraíbles de aluminio, medidas personalizadas +PRO3148 € 356.00
- Salvaropas de aluminio soldados, con fender +PRO3150 € 414.00
- Salvaropas de aluminio soldados, medidas personalizadas +PRO3155 € 0.00
- Salvaropas de carbono atornillados (sólo con respaldo soldado) +PRO3156 € 648.00
- Salvaropas de carbono atornillados, con fender (sólo con respaldo soldado) +PRO3158 € 648.00
- Salvaropas de carbono, extraíbles +PRO3157 € 648.00
- Salvaropas de carbono con fender, extraíbles +PRO3159 € 648.00
- Borde de goma en salvaropas +PRO3160 € 0.00
- Tubo soldado en guardaropas (interior) +PRO3170 € 326.00
- Tubo soldado en guardaropas (exterior) +PRO3175 € 326.00
- Interior de salvaropa forrado en espuma, 1cm +PRO3177 € 94.00
- Interior de salvaropa forrado en espuma, 2cm +PRO3178 € 133.00
- Reposabrazos de altura ajustable/extraíble (Sólo con salvaropas de aluminio) +PRO3550 € 506.00
- Niño  std. (26cm)  largo (36cm)
- Acolchado de reposabrazos recto (36 cm) +PRO3557 € 0.00
- Reposabrazos regulable en altura tipo E.T., corto +PRO3555 € 962.00
- Reposabrazos regulable en altura tipo E.T., largo +PRO3556 € 962.00



- Protectores de chasis, negro +PRO3042 € 233.00

TNS Proval/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/>	Antivuelco quick release. izquierdo	+PRO3250	€ 302.00
<input type="checkbox"/>	Antivuelco quick release. derecho	+PRO3255	€ 302.00
<input type="checkbox"/>	Antivuelco deportivo, único, extraíble	+PRO3055	€ 665.00
<input type="checkbox"/>	Antivuelco deportivo, único, soldado	+PRO3060	€ 555.00
<input type="checkbox"/>	Antivuelco deportivo, doble, soldado	+PRO3065	€ 776.00
<input type="checkbox"/>	Antivuelco, abatible, <input type="checkbox"/> izquierda <input type="checkbox"/> derecha	+PRO3256	€ 351.00
<input type="checkbox"/>	Soporte de pantorrillas	+PRO3350	€ 59.00
<input type="checkbox"/>	Cincha de piés	+PRO3354	€ 42.00
			
<input type="checkbox"/>	Cincha de piés PVC	+PRO3355	€ 95.00
<input type="checkbox"/>	Cincha de piés A2J ..... cm.	+PRO3356	€ 135.00
<input type="checkbox"/>	Plataforma reposapiés ABS	+PRO3358	€ 108.00
<input type="checkbox"/>	Plataforma reposapiés aluminio	+PRO3357	€ 165.00
<input type="checkbox"/>	Anti deslizante para plataforma reposapiés	+PRO3655	€ 34.00
<input type="checkbox"/>	Plataforma personalizada	+PRO3651	€ 209.00
			
<input type="checkbox"/>	Rebordes elevados reposapiés (añadir plano)	+PRO3465	€ 222.00
			
<input type="checkbox"/>	Reposapiés individuales plegables, incluyendo estabilizador	+PRO3468	€ 868.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiés abatible (unidad)	+PRO3475	€ 413.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Izquierdo, incluyendo estabilizador		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Derecho, incluyendo estabilizador		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Trasero		
<input type="checkbox"/>	Tubo soldado bajo plataforma reposapiés	+PRO3654	€ 326.00
<input type="checkbox"/>	Estabilizador de chasis frontal extra	+PRO3480	€ 475.00
<input type="checkbox"/>	Paragolpe (deporte)	+PRO3460	€ 555.00
<input type="checkbox"/>	Paragolpe completo (no indicado para rugby)	+PRO3455	€ 339.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras plegables	+PRO3705	€ 522.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras alta Resistencia regulables en altura/extraíbles. Altura desde el suelo .....cm	+PRO3717	€ 507.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras en estabilizador de respaldo (combinar con respaldo soldado o con bloqueo)	+PRO3716C	€ 753.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras altura regulable/extraíbles. Altura desde el suelo .....cm	+PRO1715	€ 501.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras fijas, modelo TNS (atornilladas)	+PRO3706	€ 433.00
<input type="checkbox"/>	Empuñadura de baile para hemiplegia, izquierda. Altura desde el suelo .....cm	+PRO3051	€ 282.00
<input type="checkbox"/>	Empuñadura de baile para hemiplegia, derecha. Altura desde el suelo .....cm	+PRO3552	€ 282.00
<input type="checkbox"/>	Portabastones, acero inoxidable y montaje quick release	+PRO3062	€ 200.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 90 grados, izquierdo (necesario +ACT3686)	+PRO3682	€ 538.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 90 grados, derecho (necesario +ACT3687)	+PRO3683	€ 538.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 75 grados, izquierdo (necesario +ACT3686)	+PRO3684	€ 538.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 75 grados, izquierdo (necesario +ACT3686)	+PRO3685	€ 538.00
<input type="checkbox"/>	Soporte reposapiernas soldado a chasis, izquierdo (reposapiernas no incluido)	+PRO3686	€ 572.00
<input type="checkbox"/>	Soporte reposapiernas soldado a chasis, derecho (reposapiernas no incluido)	+PRO3687	€ 572.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, izquierda. Incluye soporte de pantorrilla plástico acolchado	+PRO3688	€ 939.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, izquierda. Incluye soporte de pantorrilla acolchado	+PRO3688a	€ 962.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, derecha. Incluye soporte de pantorrilla plástico	+PRO3689	€ 939.00



## TNS Proval/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/> Reposapiernas abatible confort, derecha. Incluye soporte de pantorrilla acolchado	+PRO3689a	€ 962.00
<input type="checkbox"/> Cinchas de seguridad (nylon y Velcro), ..... cm	+PRO3805	€ 98.00
<input type="checkbox"/> Cinchas A2J (Pelvilock) 2D <input type="checkbox"/> Pequeña STR402 <input type="checkbox"/> Grande	+STR401	€ 255.00
<input type="checkbox"/> Cinchas A2J (Pelvilock) 3D <input type="checkbox"/> Pequeña STR502 <input type="checkbox"/> Grande	+STR501	€ 265.00
<input type="checkbox"/> Cinchas línea WH	+STR503	€ 196.00
<input type="checkbox"/> Fijaciones para taxi, delanteras y traseras, soldadas (cumpliendo ISO 7176-19)	+PRO3876	€ 374.00
<input type="checkbox"/> Protección de aluminio soldada bajo eje trasero	+PRO3870	€ 162.00
<input type="checkbox"/> Bandeja, personalizada (añadir plano)	+PRO3877	€ 1125.00
<input type="checkbox"/> Soporte para bandeja, soldado a chasis	+PRO3878	€ 377.00
<input type="checkbox"/> Suspensión frog leg en horquilla delantera	+PRO3886	€ 866.00
<input type="checkbox"/> Horquilla monobrazo, 1,5" ancho (sólo ruedas de 4" o 5")	+PRO3885	€ 393.00
<input type="checkbox"/> Aro hemiplegia 24" / 25" / 26" izquierda / derecha (no compatible con chasis HD)	+PRO3890	€ 2009.00
<input type="checkbox"/> Aro hemiplegia personalizado (añadir plano)	+PRO3893	€ 791.00
<input type="checkbox"/> Montaje para ruedas electrónicas (Alber/Decon) 12.7mm	+PRO3895	€ 1352.00

**Front wheels**

<input type="checkbox"/> 3" Ruedas LED	+WHLV300	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 3" Deportivas (duras)	+WHLV310	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 3" Frogleg ancho extra	+WHLV330	€ 209.00
<input type="checkbox"/> 4" Ruedas LED	+WHLV400	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 4" Deportivas / diario (duras)	+WHLV410	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 4" Soft rol (blandas)	+WHLV420	€ 162.00
<input type="checkbox"/> 4" Ruedas estrellas	+WHLV515S	€ 196.00
<input type="checkbox"/> 5" Ruedas LED	+WHLV500	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 5" Diario (duras)	+WHLV510	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 5" Soft rol (blandas)	+WHLV520	€ 162.00
<input type="checkbox"/> 5" Ruedas estrella	+WHLV530	€ 196.00
<input type="checkbox"/> 6" Polímero	+WHLV610	€ 113.00
<input type="checkbox"/> 6" Frogleg extra anchas	+WHLV630	€ 209.00
<input type="checkbox"/> Tapa anti polvo	+WHLV518	€ 53.00

**Rear wheels**

*Todas las ruedas se sirven como standard con cubiertas grises (max. 7,5bar) y aros de aluminio.*

<input type="checkbox"/> 20" Ruedas traseras	+WHL20000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 22" Ruedas traseras	+WHL22000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas traseras	+WHL24000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Plata <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul (horquillas a juego)		
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas deportivas	+WHL24005	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX, 12 radios (negro*)	+WHL24012	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SLX, 24 radios (negro*)	+WHL24024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (black*)	+WHL24112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SLX con Flexrim, 24 radios (black*)	+WHL24124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas todoterreno, aros de aluminio, incl. cubiertas ATB eff. 24"/25"/26"	+WHL24300	€ 809.00
<input type="checkbox"/> 25" Ruedas traseras	+WHL25000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Plata <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul (horquillas a juego)		
<input type="checkbox"/> 25" Ruedas deportivas	+WHL25005	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 25" X-Core (3 radios carbono)	+WHL25010	€ 1672.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy LX 12 radios (negro*)	+WHL25012	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy SLX 24 radios (negro*)	+WHL25024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (negro*)	+WHL25112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy SLX con Flexrim, 24 radios (negro*)	+WHL25124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 26" Ruedas deportivas	+WHL26000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy LX, 12 radios (negro*)	+WHL26012	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy SLX, 24 radios (negro*)	+WHL26024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (negro*)	+WHL26112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy SLX con Flexrim, 24 spokes (negro*)	+WHL26124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 28" Ruedas deportivas	+WHL27000	€ 0.00



\* Por favor, póngase en contacto con nosotros para diseños de ruedas Spinergy personalizados

<b>Cubiertas</b>			
<i>Otras opciones de cubiertas disponibles bajo pedido</i>			
<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA24000	€	82.00
<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Right Run	+BUBA24060	€	0.00
<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA24100	€	59.00
<input type="checkbox"/> 24" Cubierta maciza	+BUBA24300	€	262.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA25000	€	82.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Right Run	+BUBA25060	€	0.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA25100	€	59.00
<input type="checkbox"/> 25" Cubierta maciza	+BUBA25300	€	262.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA26000	€	82.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Right Run	+BUBA26060	€	0.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA26100	€	59.00
<input type="checkbox"/> 26" Cubierta maciza	+BUBA26300	€	262.00
<input type="checkbox"/> 28" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA27100	€	59.00

<b>Aros y cubreradios</b>			
<input type="checkbox"/> Aro aluminio corto (standard)	+HPL100	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL110 € 0.00
<input type="checkbox"/> Aro acero inoxidable, corto	+HPL200	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL210 € 311.00
<input type="checkbox"/> Aro con funda de silicona, corto	+HPL300	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL310 € 165.00
<input type="checkbox"/> Aro Tetra Curve (24", 25"), corto	+HPL400	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL410 € 683.00
<input type="checkbox"/> Aro Tetra Curve L (24", 25", 26"), corto	+HPL415	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL420 € 683.00
<input type="checkbox"/> Aro titanio, corto (24")	+HPL500	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL510 € 808.00
<input type="checkbox"/> Aro dual grip (negro), corto	+HPL600	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL610 € 574.00
<input type="checkbox"/> Aro dual grip (plata), corto	+HPL650	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL660 € 574.00
<input type="checkbox"/> Aro imitación madera, corto (24", 25", 26")	+HPL750	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL760 € 566.00
<input type="checkbox"/> Aro Quadro, corto (24", 25", 26")	+HPL850	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL860 € 566.00
<input type="checkbox"/> Aro Gekko, corto (24", 25", 26")	+HPL950	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL960 € 566.00
<input type="checkbox"/> Aro Gekko S, corto (24", 25", 26")	+HPL970	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL980 € 687.00
<input type="checkbox"/> Cubreradios, transparente (par)			+SBS120 € 244.00
<input type="checkbox"/> Cubreradios, negro (par)			+SBS140 € 244.00

<b>Cojines y respaldos</b>	
<input type="checkbox"/> Cojines y respaldos Phisypro. Consultar hoja de pedido en <a href="http://www.vermeiren.es">www.vermeiren.es</a>	
<input type="checkbox"/> Cojines y respaldos Vicair. Consultar hoja de pedido en <a href="http://www.vermeiren.es">www.vermeiren.es</a>	
Marca y modelo: ..... – Código producto: .....	

<b>Colores de chasis</b>			
<i>Recubrimiento en polvo. Toda la gama 'RAL Classic' disponible sin coste:</i>			
<input type="checkbox"/> RAL (std. brillo), RAL No. .... Nombre del color: .....	+PRO5010	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado mate (6% brillo)	+PRO5011	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado brillante	+PRO5012	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado pulido (look cromado)	+PRO5013	€	0.00
<input type="checkbox"/> Partes en colores especiales, consultar precio	+PRO5014	€	0.00

**Si tiene alguna demanda especial sobre la construcción de su silla de ruedas o sus opciones y accesorios, o para más información, puede ponerse en contacto con nosotros en [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es).**