



EZ 1

Sistema di postura modulare con telaio regolabile in larghezza, con schienale reclinabile e sedile basculante. Peso della carrozzina: 35 kg, peso massimo utilizzatore: 150 kg. Rivestimento in Dartex grigio, telaio in acciaio grigio. Ruote posteriori da 22" x 1 3/8 piene krypton soft o nella versione da transito con ruote da 300 mm, ruote anteriori 200 x 50 piene krypton soft. Pedane estraibili e regolabili in estensione BZ7. Braccioli regolabili in altezza e larghezza, estraibili. Sedile anatomico imbottito e schienale anatomico avvolgente imbottito. Appoggiatesta L58 imbottito con regolazioni varie.

Solo su richiesta

Riferimento Codice ISO: 12.27.04.003 (ex 18.09.39.006/18.09.39.103/18.09.39.021/18.09.39.027/18.09.39.036/18.09.39.133)
Numero repertorio: 387259/R

Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle		Prezzo al pubblico	IVA
Carrozzina in esecuzione standard senza opzioni		<input checked="" type="checkbox"/> € 2.761,29	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo	
SEDUTA			
Larghezza sedile			
	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	54 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	57 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SCHIENALE			
	altezza cm 60	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLORI			
C55	Telaio grigio inox, rivestimento Dartex grigio	<input checked="" type="checkbox"/>	
KIT ASSEMBLATI SULLA CARROZZINA			
"T30"	Modello ruote da transito mm 300	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
24"	Modello ruote da 22" estraibili	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ACCESSORI			
BZ10	pedana unica (solo per mis. 39-45-51) (ex 18.09.39.169)	<input type="checkbox"/>	€ 309,87
B22	cuneo divaricatore 12.22.91.321 (ex 18.09.39.157)	<input type="checkbox"/>	€ 62,00
B12	tavolo in legno con incavo per EZ1 (ex 12.24.15.11)	<input type="checkbox"/>	€ 128,00
L04 dx	cuscinetto di spinta laterale dx (ex 18.09.39.148)	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
L04 sx	cuscinetto di spinta laterale sx (ex 18.09.39.148)	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
B74	dispositivo freno a tamburo montato (su richiesta)	<input type="checkbox"/>	€ 196,00