

### Especificaciones estándar:

- Rollator de aluminio ligero y plegable
- Homologado para usuarios de hasta 136 kg
- Altura de asiento 5400 mm
- Altura puños regulable
- Asiento amplio y confortable
- Peso 7,70 kg
- Porta-muletas incluido



Modelo	Precio
--------	--------

<input type="checkbox"/>	QUAVA rojo metalizado	<b>165 €</b>
<input type="checkbox"/>	QUAVA gris plateado	<b>165 €</b>

Ancho de asiento
------------------

45
----

Alturas de asiento
--------------------

54
----

Profundidad de asiento
------------------------

22,5
------



Configuración estándar

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES