



# FOREST 3+

Ajustables aux besoins personnels, Design attractif  
Performances supérieures en intérieur et extérieur  
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité

Poids maxi utilisateur : 250 Kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

### Prescription Médicale :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122153\*

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122259\*

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, moteur 6km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	8 480,00 €	8 946,40 €	3 487,95 €	9122153*
AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, moteur 10km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	8 480,00 €	8 946,40 €	3 487,95 €	9122153*
AA2 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes manuels BZ8, moteur 6km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	8 932,19 €	9 423,46 €	3 938,01 €	9122259*
AA2 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes manuels BZ8, moteur 10km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	8 932,19 €	9 423,46 €	3 938,01 €	9122259*
AA2bis : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes électriques BZE, moteur 6km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	9 892,51 €	10 436,60 €	3 938,01 €	9122259*
AA2bis : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes électriques BZE, moteur 10km/h 2 x 350W, <b>SANS KIT ECLAIRAGE</b>	<input type="checkbox"/>	9 892,51 €	10 436,60 €	3 938,01 €	9122259*

### TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

#### Largeur d'assise

50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
65 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
70 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

#### Profondeur d'assise réglable










Pré-réglage à : 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 53 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

#### Hauteur d'assise


47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---







### TYPES D'ACCOUDOIRS







Accoudoirs rabattables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Accoudoirs fixes (sur fabrication spéciale)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>MANCHETTES D'ACCOUDOIRS</b>							
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 PU
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	 PU Soft Touch
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-	 Cuir
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	B66O
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
<b>REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1)</b>							
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	 B06 BA6
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour <b>version AA1</b> (NM) en remplacement des B06 standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour <b>version AA2 et AA2bis</b> (NM) en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBE DROIT (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BZ7ART
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBE GAUCHE (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BZ8ART
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	
<b>DOSSIER</b>							
Tub+L34	Dossier tubulaire avec coussin pré-formé	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	 Tub+L34 L44
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables ( en Nylon)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>ASSISE</b>							
L16+L35	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L16+L35
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER</b>							
SE39	Inclinaison électrique de l'assise et du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER</b>							
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-	
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-	

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
<b>COLORIS</b>							
				<b>mat</b>		<b>brillant</b>	
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C71	Bleu Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C72	Rouge Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C73	Vert Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-
<b>Couleurs additionnelles : contactez votre commercial</b>							
<b>CHOIX DE LA COMMANDE</b>							
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	101,82 €	107,42 €	-
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	101,82 €	107,42 €	-
<b>AUTRES COMMANDES POSSIBLES</b>							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD ( <b>obligatoirement avec LiNX LCD</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	340,00 €	358,70 €	-
SE04	Commande au menton ( <b>LiNX LCD incluse</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 € 9368300
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 € 9322410
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 € 9368300
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	548,35 €	578,51 €	-
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	548,35 €	578,51 €	-
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
<b>CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)</b>								
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
<b>ADAPTATIONS JOYSTICK</b>								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	 <p>*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.</p> <p>**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces</p>	
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
<b>ROUES AVANT (260 mm)</b>								
	Pneus gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Pneus gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Pneus gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-		
	Pneus bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
	Pneus bandages lisses noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
<b>ROUES ARRIERES (3.00 x8)</b>								
	Pneus gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Pneus gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Pneus gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-		
	Pneus Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
<b>OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>								
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 <p>SE01 SE19</p>	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-		
SE16	Protèges vêtements en plexi ( la paire )	<input type="checkbox"/>	196,35 €	207,15 €	-	-		
SE19	Kit éclairage LED	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-		
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	 <p>SE24 SE37 SE74</p>	
SE37	Cale-cuisses (la paire)	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-		
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec B66 ) )	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	 <p>SE74</p>	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec B66 et B15 ) )	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-		
B12	Tablette en bois	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	-	-	 <p>B12 B22</p>	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	78,02 €	82,31 €	-	-	 B31 B22
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	
1910727	Verrouillage de direction des roues avant	<input type="checkbox"/>	98,19 €	103,59 €	-	-	
Pelote de dos (coussin = 15x23cm)							
L04	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	 L04
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)							
L04S	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	 L04S
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable ( <i>standard sur version AA2</i> )	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	 L58
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	 L58-C
<b>RAMPES TÉLESCOPIQUES</b>							
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	 692

#### COUSSINS GEL "Les Indispensables"

V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	 V14 V20
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	 V26 V28
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	 V30 V32
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	 V34 V36
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm ( <i>l'unité</i> )	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	 SET V40

**TOTAL :**

#### Commentaire :