


## PROTECCIÓN BARIÁTRICA



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100% lavable en la lavadora a 60° C
- Diseño basado en el Vicair Adjuster
- SmartCells más grandes para usuarios bariátricos
- Óptima distribución de presiones
- Gestión eficiente de asimetrías
- Alto nivel de confort
- Minimiza la fricción/cizallamiento
- Excelente estabilidad y posicionamiento
- Sólo 900 gr (promedio según talla)
- Peso máximo usuario 500 kg
- Altura 10 cm



TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

#### ANCHO

pulgadas	cm	22	24	26	28	30
		55	60	65	70	75
PROFUNDIDAD	18	45	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
	20	50	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
	22	55	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
	24	60	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
	26	65	780,00 €	780,00 €	780,00 €	
	28	70				
	30	75				

- Entrega 4-5 semanas
- Consultar plazo de entrega y precio

#### FUNDAS

TOP COVER      2 uds. Incluidas

#### FUNDAS SUELTAS

TOP COVER      35,00 €  
 COMFAIR      75,00 €  
 INCOTEC      95,00 €

VERSIÓN 2020.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES