


## LIBERANDO PRESIÓN EN ZONA ISQ./COXIS



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100% lavable en la lavadora a 60° C
- Su estructura abierta le hace completamente transpirable
- Máxima ventilación interna
- Hondonada pélvica y soporte trocánteres
- Alineamiento de las piernas gracias a su diseño
- Muy ligero 500 gr (altura 6 cm) o 850 gr (altura 10 cm)
- Efecto *boxing* que reduce riesgos y maximiza la inmersión
- 2 fundas Top Cover incluidas
- Peso máximo usuario 250 kg
- Disponible en dos alturas: 6 o 10 cm



### ALTURA DEL COJIN

- 6 cm
- 10 cm

¡Olvídense de ajustes complicados!

### TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

#### ANCHO

pulgadas	ANCHO							
	cm	14	15	16	17¼	18	19	20
		35	38	40	43	45	48	50
PROFUNDIDAD	14	35	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	
	15	38	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	
	16	40	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €
	17¼	43	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €
	18	45	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €
	19	48		599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €
	20	50			599,00 €	599,00 €	599,00 €	599,00 €

- Disponible en stock
- Entrega 2-3 semanas

\* Consultar disponibilidad y precio de otras medidas, hasta 242 tallas posibles

### FUNDAS

- TOP COVER 2 uds. Incluidas

### FUNDAS SUELTAS

- TOP COVER  6 cm.  10 cm. 35,00 €
- COMFAIR  6 cm.  10 cm. 60,00 €
- INCOTEC  6 cm.  10 cm. 75,00 €
- REVERSIBLE  6 cm.  10 cm. 90,00 €

VERSIÓN 2020.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES