

<p style="clear: both; margin-top: 20px;"> - Capaz de adaptarse a diversas morfologías - Particularment recomendado para Hipercifosis. - Soporte lumbar eficiente - Instalación Quick & Easy </p>	
PVP (sin IVA)	

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard

Estándar	Tiras para el ajuste de tensión lumbar	S	
	Cobertura trasera con cremallera	S	
Composición	Uretano (Neocor VF40) 1½" Squared	S	

TALLAS

Ancho	35,50 cm <input type="checkbox"/> 38,00 cm <input type="checkbox"/> 40,50 cm <input type="checkbox"/> 43,00 cm <input type="checkbox"/> 45,50 cm <input type="checkbox"/> 48,00 cm <input type="checkbox"/> 51,00 cm <input type="checkbox"/> 53,00 cm <input type="checkbox"/>	410,00 €
Alto	35,50 cm <input type="checkbox"/> 38,00 cm <input type="checkbox"/> 40,50 cm <input type="checkbox"/> 43,00 cm <input type="checkbox"/> 45,50 cm <input type="checkbox"/> 48,00 cm <input type="checkbox"/> 51,00 cm <input type="checkbox"/> 53,00 cm <input type="checkbox"/>	

Width	56,00 cm <input type="checkbox"/> 58,50 cm <input type="checkbox"/> 61,00 cm <input type="checkbox"/>	536,00 €
Height	35,50 cm <input type="checkbox"/> 38,00 cm <input type="checkbox"/> 40,50 cm <input type="checkbox"/>	

CONTROLES LATERALES

OPCIONES DE ALMOHADILLAS

<p>○ Recto</p>	<p>○ Perfilado</p>		Ajustable	<input type="checkbox"/>	160,00 €
			Abatible	<input type="checkbox"/>	240,00 €

TAMAÑOS	Alto	Profundo	AJUSTES DE ALTURA	IZQUIERDO	DERECHO	
PEDIATRIC	152 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○	n/a
SMALL	178 mm	114 mm	1" / 25 mm	○	○	n/a
MEDIUM	200 mm	114 mm	2" / 51 mm	○	○	n/a
MEDIUM L	200 mm	140 mm	2" / 51 mm	○	○	n/a
LARGE	255 mm	114 mm	3" / 76 mm	○	○	n/a
X-LARGE	255 mm	140 mm	3" / 76 mm	○	○	n/a

NOTA: Las medidas incluyen la almohadilla.